

個室に持ち込み、すぐに使える
ベッドサイズの無菌空間

ベッドアイソレータ



LI-32S/LI-33


I S O T E C H

LI-33

移動、組立てが簡単。一般個室でも手軽に無菌治療が可能になります。



■詳細図



薄型コンパクト設計です。病室から病室へ簡単に移動でき、わずか30分ほどで組み立てられるので、一般個室の患者さんも手軽に無菌治療を受けられます。ベッド上は足下までクラス100の完全な水平層流。処置時にも気流が乱れず、高い無菌レベルを維持します。ワンタッチ式の転倒防止アウトリガーを備えており、耐震の配慮も十分です。


■適応症例

急性白血病／骨髄移植／内科的及び外科的ICU／化学療法／放射線障害／呼吸器疾患／臓器移植／免疫不全／その他

■主な仕様

外形寸法	1,340(W)×2,550(L)×2,000(H)mm
清浄度	クラス100(M3.5、米国連邦規格F.S.209E)
風速	2段切換式、高速0.36m/s、低速0.17m/s
運転騒音	38ホン(Aスケール低速運転時)
電源	単相100V、50/60Hz、3mコード(アースプラグ付)
HEPAフィルタ	集塵効率DOP法99.99%以上
付属品	転倒防止アウトリガー(ワンタッチ操作)、天井アクリルパネル、サイドカーテン2枚、読書灯、積算時間計、マノメーター、IVフック2個
消費電力	340W
質量	240kg

■配置参考例



■高度医療をサポートするアイソテックの無菌環境システム




熱傷医療対応無菌病室
アイソレータ



隔離移送装置
トランジット・アイソレータTI-2





無菌手術室システム



層流無菌病室システム
アイソレータMIU-201

■無菌治療室管理基準に沿った配置参考例(LI-33)



株式会社 アイソテック

東 京 東京都中央区新川1-24-8 新川ビル 4F 〒104-0033
TEL 03-3297-2361 FAX 03-3297-2362

大 阪 大阪市淀川区西中島5-3-10 タナカ・イトーピア新大阪ビル 9F 〒532-0011
TEL 06-4805-0411 FAX 06-4805-0412

<http://www.iiso.co.jp/>

070801TI

販売代理店